

Tiefemperatur Viskosimeterbad nach Brookfield ASTM D 2983 / DIN 51398

Artikelnummer	Beschreibung
KBV75	<p>Tiefemperatur Viskosimeterbad nach Brookfield mit 12 Messplätzen bis -75°C nach DIN 51398/ ASTM D 2983 bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ zweistufigem Kompressor- Kälteaggregat mit Flüssigbad , großem Sichtfenster und Badbeleuchtung ◆ drehbares Probenrondell mit Badabdeckung ◆ 12 Prüfgläser mit Abdeckungen, Stopfen und Spindelhalter ◆ Einhängethermostat zur Regelung, Durchmischung und Aufheizung des Kältebades, sowie Steuerung der Abkühlrate 1°C/ min Auflösung 0.01°C / Regelgenauigkeit 0.03°C ◆ PID Regler mit Pt 100 Fühler und Übertemperaturschutz ◆ Anschluss: 400/ 3N/ PE 50 Hz ◆ Brookfield Viskosimeter DV2T und deutscher Anleitung ◆ 12 Messspindel LV4/ B2 mit isoliertem Schaft ◆ Bedienungsanleitung mit CE- Konformitätserklärung <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>